

Skin Closures Sterile and Non-Sterile 无菌和非无菌的皮肤伤口胶带

**Product Description 产品描述** • 3M™ Steri Strip™ Skin Closures 由透气无纺布材料制成。它们用细丝加固以提高强度。• 3M™ Steri Strip™ Blend Tone Skin Closures 由透气无纺布材料制成。• 3M™ Steri Strip™ Elastic Skin Closures 由透气无纺布、弹性材料制成。它们顺应性强，并随着身体运动而伸展。

**Indications for Use 适应症:** 皮肤伤口胶带适用于治疗撕裂伤和手术切口的皮肤闭合装置。供医疗专业人员使用。皮肤伤口胶带也可以与皮肤缝合线和订书钉结合使用，或在移除它们后用于伤口支撑。

**Contraindications 禁忌** • 请勿在由于渗出血、皮肤油脂、水分或头发而无法获得良好附着力的地方使用。• 请勿用于受感染的伤口。• 请勿用于手指或镊子无法轻易接近的高张力伤口。• 请勿用作固定装置，例如用于 将管道固定到位。

**Warnings 警告** • 为降低感染风险，请勿重复使用胶带并处理未使用的胶带。

**Precautions 注意事项** • 与所有粘贴在皮肤上的粘合剂产品一样，一小部分人在佩戴或取下时可能会受到皮肤刺激或伤害。• 术后水肿引起的紧张，身体/关节运动或在张力下应用皮肤闭合可能会导致皮肤损伤，包括起泡或失去粘连。• 与粘合剂一起使用可能会导致水泡或皮肤损伤。

**Directions for Use 使用说明**








- 清洁和干燥皮肤。去除多余的毛发。如果需要，涂抹一层薄薄的 3M™ Steri-Strip™ Compound Benzoin Tincture 在皮肤上，以增强胶带的附着力。
- 用手指或镊子接近皮肤边缘。使用平缓但稳定的压力在无张力的情况下粘贴胶带。从中心向外再次轻压使胶带平整。
- 每条胶带相距约 1/8 英寸（3 毫米）。
- 可以在平行于伤口并距闭合端约 1/2 英寸（12 毫米）处粘贴额外的胶带，以提高附着力。
- 去除：轻轻地“低而缓慢”剥离皮肤闭合处，朝向切口中心，同时支撑皮肤。

**Storage/Shelf Life/Disposal 储存/保质期/处置:** 在室温下储存。避免高温和潮湿。如果过期或保质期缺失或难以辨认，请勿使用。按照设备协议处理产品。

**How Supplied 供应方式:** 无菌、辐射或环氧乙烷（EO）。有关灭菌类型，请参阅标签。请向 3M 和当地主管当局（EU）或当地监管机构报告与设备有关的严重事件。

如需了解更多信息，请联系您当地的 3M 代表或致电 3M.com 联系我们并选择您所在的国家/地区。

标志说明

标志标题	标志	描述和参考
如果包装损坏或打开，请勿使用		表示当医疗器械的包装被损坏或打开时禁止使用。 来源：ISO 15223, 5.2.8
医疗器械		表示该物品是医疗器械。
唯一设备标识符		表示将产品信息扫描到患者电子健康记录中的条形码。
进口商		表示将医疗器械进口到欧盟的实体。
单一无菌屏障系统		识别构成无菌屏障系统（SBS）的单层，并将其与旨在防止损坏无菌屏障系统及其内容物的保护性包装层区分开来
不存在天然橡胶乳胶		表示天然橡胶或干性天然橡胶乳胶不作为医疗器械或医疗器械包装中的结构材料存在。 来源：ISO 15223、5.4.5 和附录 B
绿点		表示根据第94/62号欧洲指令和相应的国家法律对国家包装回收公司的财政贡献。欧洲包装回收组织。

有关详细信息，请参阅 HCBGRegulatory.3M.com

译者注：不得移除本声明及水印，非3M官方翻译，仅作参考，使用机器翻译，人工校对，不得用于临床，于2024年1月30日翻译，详情请联系译者luermosi@outlook.com。著作权归3M公司所有。